

Link do produktu: <https://higienadent.com/zarys-dispofine-igly-iniecyjne-26g-100szt-p-3057.html>



## Zarys DispoFine igły iniecyjne 26G 100szt.

Cena	<b>6,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>IN-0485X16</b>
Producent	<b>Zarys</b>

### Opis produktu

**Zarys igły iniecyjne przeznaczone do iniekcji dożylnych, domięśniowych i podskórnych. Wykonane z wysokiej jakości wytrzymałej stali nierdzewnej.** Nietoksyczne, niepirogenne, nie zawierają lateksu, ftalanów. Końcówka igły zaostzona w trzech powierzchniach, tzw. cięcie wsteczne. Oznaczenia kolorystyczne zgodne z ISO pozwalają zapobiec pomyłkom.

Cechy i zalety produktu:

- **Sterylność i bezpieczeństwo.** Każda igła jest pakowana indywidualnie w szczelne, sterylne opakowanie, co minimalizuje ryzyko zakażenia i zapewnia pełną higienę pracy.
- **Precyzyjna konstrukcja.** Igły wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej, co zapewnia ich trwałość oraz odporność na korozję. Dzięki cienkościennemu konstrukcji umożliwiają szybszy przepływ substancji, co zwiększa efektywność iniekcji.
- **Ostry szlif dla minimalizacji bólu.** Dzięki trójplaszczynowemu ostrzeniu końcówki igły, wkłucie jest płynne i atraumatyczne, co znacząco redukuje ból oraz minimalizuje ryzyko uszkodzenia tkanek.
- **Kolorowe oznaczenia zgodne z normą ISO.** Każdy rozmiar igły jest oznaczony unikalnym kolorem, co ułatwia szybkie i intuicyjne dobranie odpowiedniego wariantu do danej procedury.
- **Szeroka gama rozmiarów.** Igły dostępne są w różnych długościach i średnicach, co pozwala na dopasowanie do różnych zastosowań - od iniekcji domięśniowych, podskórnych, śródskórnych po dożylnych.
- **Kompatybilność z systemami strzykawk.** Dzięki standardowemu zakończeniu Luer i Luer Lock, igły DispoFine pasują do większości dostępnych na rynku strzykawk, zapewniając ich stabilne połączenie.

Dostępne rozmiary igieł Zarys DispoFine:

Dostępne rozmiary igieł Zarys DispoFine:

18G zielona  
19G kremowa  
20G różowa  
21G zielona  
22G czarna  
23G niebieska  
24G fioletowa  
25G pomarańczowa  
26G brązowa  
27G szara

**Dostępny rozmiar:** 26G (0,45 mm x 16 mm)

**Opakowanie:** 100szt igły iniecyjne w rozmiarze 26G.