

Link do produktu: <https://higienadent.com/zestaw-do-wyciskow-zhermack-zetaplus-intro-kit-zetaplus-oranwash-l-indurent-p-188.html>



Zestaw do wycisków Zhermack Zetaplus Intro Kit / Zetaplus Oranwash L Indurent

Cena **130,00 zł**

Dostępność **Dostępny**

Numer katalogowy **C100730**

Producent **Zhermack**

Opis produktu

Zetaplus Intro Kit to zestaw, w którego skład wchodzi 3 produkty firmy Zhermack:

ZetaPlus:

Zeta Plus I to silikon kondensacyjny – I warstwa. Jest on przeznaczony jako pierwsza warstwa wycisku dwuwarstwowego. Jest podatny na ucisk oraz odporny na odkształcenia. Preparat zapewnia wysoką twardość po skończonej pracy oraz zwiększoną płynność i wysoką stabilność wymiarów. Dana ilość katalizatora sprawia, że czas wiązania jest zmienny. Ma przyjemny miętowy zapach oraz zielony kolor. Idealnie sprawdza się w trudnych warunkach, znajduje zaufanie wśród najbardziej wymagających techników dentystycznych.

Oranwash L:

Oranwash to C-silikon o bardzo wysokiej płynności. Poleca się jego stosowanie jako masa korekcyjna w technice wycisków dwuwarstwowych. Idealnie wnika w kieszonki zębowe. Produkt posiada 3 letnią gwarancję.

Indurent gel:

Indurent gel to katalizator do masy bazowej oraz korekcyjnej typu C. Można go stosować do wielu silikonów kondensacyjnych.

Opakowanie zawiera:

- ZetaPlus Putty 900ml.
- Indurent Gel 60ml.
- Oranwash 140ml.