

Link do produktu: <https://higienadent.com/zestaw-do-wytrawiania-porcelany-cerkamed-wytrawiacz-yellow-porcelain-etch-2ml-silan-2ml-p-2195.html>



Zestaw do wytrawiania porcelany CerKamed wytrawiacz Yellow Porcelain Etch 2ml + Silan 2ml

Cena	93,00 zł
Dostępność	Niedostępny
Numer katalogowy	000824
Producent	Cerkamed

Opis produktu

Preparat stosuje się do wytrawiania porcelany przy naprawianiu uzupełnień protetycznych, a także do wytrawiania porcelanowych licówek, koron lub wkładów (inlay) przed ich zacementowaniem.

Wytrawiacz do porcelany Yellow Porcelain Etch (kwas fluorowodorowy w postaci żelu) i Silan umożliwiają naprawę uzupełnień protetycznych w gabinecie, bezpośrednio w jamie ustnej pacjenta.

Obydwa preparaty pakowane są w wygodne strzykawki z odpowiednimi aplikatorami. Gęsty, żelowy, żółty wytrawiacz do porcelany zawiera kwas fluorowodorowy, tak zbuforowany, że nie uwalniają się podczas zabiegu szkodliwe opary (co może mieć miejsce w przypadku wytrawiaczy do porcelany przeznaczonych dla techników). Dzięki temu porcelana może być wytrawiana w jamie ustnej pacjenta. W przypadku użycia materiału wewnątrzustnie zaleca się ochronę tkanek miękkich.

Opakowanie: Yellow Porcelain Etch strzykawka 2g, Silan strzykawka 2g.