

Link do produktu: <https://higienadent.com/zestaw-promocyjny-1-1-gratis-septodont-biodentine-55-kulzer-charisma-classic-0a2-4g-p-3541.html>



## ZESTAW PROMOCYJNY 1+1 GRATIS: Septodont Biodentine 5+5 Kulzer Charisma Classic OA2 4g

Cena	<b>349,25 zł</b>
Cena poprzednia	<b>425,25 zł</b>
Dostępność	<b>Niedostępny</b>
Producent	<b>Septodont</b>

### Opis produktu

#### ZESTAW PROMOCYJNY 1+1!

Przy zakupie Septodont Biodentine 5+5 strzykawka Kulzer Charisma Classic OA2 4g GRATIS!

**Biodentine - bioaktywny substytut zębiny.**

#### Wskazania:

- W obrębie korony: tymczasowa odbudowa szkliwa, trwała odbudowa zębiny, głębokie lub duże ubytki próchnicze, głębokie zmiany przyszyjkowe i korzeniowe, pokrycie miazgi, pulpotomia.
- W obrębie korzenia: perforacje i furkacje, wewnętrzne/zewnętrzne resorpcje, apeksyfikacja, wsteczne wypełnienie chirurgiczne.

#### Właściwości i zalety:

- Uniwersalne zastosowanie: zabiegi endodontyczne i procedury stomatologii odtwórczej.
- Duża oszczędność czasu dzięki bezpośredniemu wiązaniu kompozytu w Biodentine™ - teraz możliwe w tej samej sesji.
- Utrzymanie żywotności miazgi dzięki stymulacji produkcji zębiny reparacyjnej.
- Naturalne, mikro-mechaniczne zakotwiczenie zapewnia doskonałe właściwości uszczelniające bez konieczności przygotowywania powierzchni oraz zapewnia brak nadwrażliwości pozabiegowej.
- Właściwości mechaniczne odpowiadające zębinie gwarantują wysoką odporność na nacisk.
- Kontrastowość na zdjęciach RTG zapewnia łatwą krótko- i długoterminową kontrolę.

**Opakowanie:** 5 kapsulek + 5 jednorazowych pojemników z roztworem.

#### Kulzer Charisma Classic OA2 4g

**Charisma Classic pierwszy materiał kompozytowy o kremowej konsystencji zawierający wypełniacz Microglass drugiej generacji (II).** Ta nowa, zaawansowana technologia dzięki doświadczeniu i przeprowadzonym badaniom, została opracowana we współpracy ze stomatologami na całym świecie, gwarantuje wysoką jakość i niezawodność podczas pracy na pacjencie, gwarantując:

- doskonale opracowywanie kompozytu,
- nakładanie warstw w jednym kolorze,
- łatwiejsze maskowanie przebarwień,
- uzyskanie naturalnego blasku.

Wypełniacz Microglass II widoczny rezultat = rezultat końcowy = otrzymujesz to co widzisz!

Dzięki optymalnemu dopasowaniu współczynników załamania światła naszego systemu macierzy i wypełniacza nowa technologia Microglass II pozwala na uzyskanie wewnętrznego blasku koloru oraz do 56% łatwiejsze dopasowanie kolorów.

#### **Łatwe opracowywanie**

Kremowa konsystencja Charisma Classic umożliwia łatwe i szybkie modelowanie. Dodatkowo materiał ten wykazuje wyjątkowe

---

właściwości pod kątem wykończenia i polerowania, które ułatwiają uzyskanie wysokiego połysku powierzchni. Prosta gama kolorów pozwala na wygodny dobór i dopasowanie kolorów. Przy tym jakość i niezawodność zostały połączone z łatwością opracowywania.

### ***Naturalne wypełnienia dzięki nowoczesnej technologii***

Długoletnie doświadczenie, wiedza oraz współpraca z dentystami na całym świecie pozwoliła na ulepszenie materiału kompozytowego dostępnego na rynku od ponad 20lat. Rezultatem jest Charisma Classic, pierwszy kompozyt zawierający technologię wypełniacza Microglass drugiej generacji.

### **Co to jest efekt Microglass II**

Konwencjonalne kompozyty zawierają najczęściej wysoce zdyspergowaną krzemionkę (SiO<sub>2</sub>) w celu zapobieżenia sedymentacji wypełniaczy. Prowadzi to zwykle do bardzo dużych różnic współczynników załamania światła oraz mlecznego wyglądu wypełnienia. Dlatego dobre dopasowanie kolorów i naturalny wygląd są znacznie trudniejsze do osiągnięcia przy zastosowaniu takich kompozytów.

Charisma Classic zawiera ok. 61% obj. wypełniacza w formie szkła na bazie fluorku baru i glinu. Nowa technologia wypełniacza Microglass II nie wymaga zastosowania pirogenicznego krzemionki i dlatego pozwala uzyskać wewnętrzny blask i lepiej dopasować kolory (nawet o 56%). Wszystkie współczynniki załamania światła w systemie macierzy i wypełniacza zostały optymalnie dobrane. Pigment zapewnia zwiększony połysk koloru. Dzięki temu otrzymujesz to, co widzisz!

**Opakowanie:** strzykawka 4g w kolorze **OA2**.