

Link do produktu: <https://higienadent.com/zhermack-gingifast-elastic-2x50ml-silikon-do-wykonywania-imitacji-dziasla-p-3471.html>



Zhermack Gingifast Elastic 2x50ml silikon do wykonywania imitacji dziąsła

Cena	178,00 zł
------	------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Numer katalogowy	KAT00543
------------------	-----------------

Producent	Zhermack
-----------	-----------------

Opis produktu

Zhermack Gingifast Elastic masa dziąsłowa do wszelkich zastosowań.

Gingifast Elastic dwuskładnikowa masa, silikon addycyjny przeznaczony do wykonywania imitacji dziąsła, do odtwarzania kształtu dziąsła na modelach w protezach stałych i implantach.

Materiał jest łatwy w aplikacji, przystosowany do skanowania, kompatybilny z różnymi technikami stosowanymi do wytwarzania maski dziąsłowej (bezpośrednimi i pośrednimi). Praca z Gingifast Elastic zapewnia dokładne i stabilne wymiary oraz doskonałą estetykę.

Czas wiązania: 10min.

Proporcje mieszania: 1:1.

Opakowanie: Gingifast Elastic 2x50ml, końcówki mieszające, Separator 10ml.