

Link do produktu: <https://higienadent.com/zhermack-gingifast-rigid-2x50ml-silikon-do-wykonywania-imitacji-dziasla-p-3470.html>



Zhermack Gingifast Rigid 2x50ml silikon do wykonywania imitacji dziąsła

Cena	178,00 zł
------	------------------

Dostępność	Niedostępny
------------	--------------------

Numer katalogowy	KAT00544
------------------	-----------------

Producent	Zhermack
-----------	-----------------

Opis produktu

Zhermack Gingifast Rigid addycyjny silikon do wykonywania imitacji dziąsła w protetyce implantologicznej, do odwzorowania morfologii dziąsła na modelach protez stałych i na implantach.

Materiał idealny do techniki bezpośredniej, kompatybilny z różnymi technikami pośrednimi i bezpośrednimi. Wyważona twardość. Materiał łatwy do aplikacji, łatwy do cięcia i do obróbki za pomocą wiertła i frezowania.

Czas wiązania: 10min.

Proporcje mieszania: 1:1 (baza:katalizator).

Opakowanie zawiera:

- Gingifast Rigid 2x50ml,
- 12szt. końcówki mieszające,
- 12szt. końcówki aplikacyjne,
- separator 10ml.