

Link do produktu: <https://higienadent.com/zhermack-hydrorise-implant-heavy-body-2-x-380-ml-hydrorise-implant-light-2-x-50-ml-p-2091.html>



Zhermack Hydrorise Implant Heavy Body 2 x 380 ml + Hydrorise Implant Light 2 x 50 ml

Cena	670,00 zł
Dostępność	Dostępny
Producent	Zhermack

Opis produktu

Zhermack Hydrorise Implant Heavy Body silikon o wysokiej sztywności, opracowany z myślą o implantoprotetyce, możliwy do skanowania.

Właściwości:

- Co najmniej 99%* elastycznego powrotu do zdrowia (99% dla Hydrorise Putty i Maxi Putty; 99,5% dla wszystkich innych lepkości systemu Hydrorise)
- Stabilność wymiarowa do 21 dni
- Odporność na rozdarcie
- Biokompatybilny nawet na uszkodzonej błonie śluzowej
- Wysoka twardość końcowa
- Możliwość skanowania nawet bez odbłasków
- Nieprzepuszczalność promieniowania

Zalety:

- Dokładne i niezawodne wyciski : elastyczny powrót prawie 100% i odporność na rozerwanie pomagają zachować dokładność wycisku nawet po jego wyjęciu z jamy ustnej.
- Dokładność w czasie : stabilność wymiarowa produktu pomaga utrzymać dokładność wycisków do 21 dni.
- Bezpieczeństwo pacjenta : biokompatybilność nawet na uszkodzonej błonie śluzowej zmniejsza ryzyko podrażnienia lub uczulenia błony śluzowej i tkanek jamy ustnej.
- Idealne połączenie sztywności i elastyczności : Implant Hydrorise charakteryzuje się wysoką sztywnością niezbędną do stabilizacji trójwymiarowego transferu w jamie ustnej i wystarczającą elastycznością, aby zapewnić łatwe usuwanie wycisku z jamy ustnej.
- Bezpieczeństwo dla pacjenta i profesjonalistów : nieprzepuszczalność promieni rentgenowskich Hydrorise Implant pozwala dentyście zidentyfikować pozostałości materiału poddziąsłowego za pomocą prostego zdjęcia rentgenowskiego wykonywanego w gabinecie stomatologicznym.
- Dostęp do cyfrowego przepływu pracy : Hydrorise Implant może być skanowany bez użycia rozpylaczy odbłaskowych. Skanowalność ułatwia dostęp do cyfrowego obiegu dokumentów.

Hydrorise Implant to możliwy do skanowania i nieprzepuszczalny dla promieni rentgenowskich A-Silikon przeznaczony dla implantologii, opracowany przez Zhermack R&D w celu uzupełnienia gamy Hydrorise.

Charakteryzuje się wysoką twardością końcową, umożliwia precyzyjny wycisk trójwymiarowej pozycji implantu przed przeniesieniem jej do laboratorium. Dostępny w trzech lepkościach, Heavy, Medium i Light Body, umożliwiając połączenie potrzeby sztywności z potrzebą dokładnego odtworzenia. Może być używany w technikach jednoczasowych (Medium Body) i równoczesnych (Heavy i Light Body). Hydrorise Implant jest dostępny zarówno w wersjach o normalnym czasie wiązania (Heavy, Light i Medium Body), jak i tych o szybkim czasie wiązania (Medium Body), aby spełniać różne wymagania kliniczne w praktyce stomatologicznej. Jest on pakowany w naboje do automatycznego mieszania w celu uproszczenia i przyspieszenia fazy mieszania. Ponadto może być stosowany z najpopularniejszymi łyżkami wyciskowymi: standardowymi (z tworzywa sztucznego lub stali) albo niestandardowymi (z żywicy).

Właściwości:

- Współczynnik mieszania 1:1 (Hydrorise Implant Light Body 50 ml)
- Wysoka twardość końcowa
- Hydrofobowość
- Tikotropia
- Nieprzepuszczalność na działanie promieni rentgenowskich
- Biokompatybilność
- Możliwość skanowania bez użycia sprejów matujących
- Przyjemny zapach mięty

Zalety:

- Wysoka sztywność, która pomaga utrzymać transfer w pozycji trójwymiarowej
- Wysokie odprężenie elastyczne w celu minimalizowania ryzyka zniekształceń podczas usuwania z jamy ustnej
- Idealny zestaw Snap-Set, który łączy w sobie odpowiedni czas pracy z krótkim czasem pozostawiania w jamie ustnej
- Wysoka odtwarzalność szczegółów tkanek miękkich wokół transferu (Light Body)
- Łatwość użycia (mieszanie i dozowanie) dzięki nabojom samomieszającym
- Naboje o pojemności 380 ml kompatybilne z najpopularniejszymi na rynku mieszalnikami automatycznymi 5:1
- Wysoka stabilność wymiarów
- Wysoka tikotropia: materiał nie wypływa z jamy ustnej pacjenta
- Możliwość dezynfekcji bez jakichkolwiek znaczących zmian wymiarowych
- Biokompatybilność w celu zapewnienia pacjentowi większego bezpieczeństwa
- Natychmiastowa czytelność wycisku przez dentystę dzięki łatwo czytelnym kolorom
- Łatwe usuwanie modelu z wycisku przez technika dentystycznego
- 3 lata ważności

PRZY ZAKUPIE: Hydrorise Implant Heavy Body 2 x 380ml

***GRATIS: Hydrorise Implant Light 2x 50 ml**

***Gratis wysyłany bezpośrednio z biura Zhermack.**