

Link do produktu: <https://higienadent.com/zhermack-masa-wyciskowa-oranwash-vl-140ml-p-2125.html>

Zhermack masa wyciskowa Oranwash VL 140ml



Cena	47,50 zł
Dostępność	Niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C100650
Producent	Zhermack

Opis produktu

Oranwash VL C-silikon (kondensacyjny) o bardzo płynnej konsystencji. Ze względu na krótki czas pracy i pobierania wycisku polecany jest jako masa korekcyjna w technice wycisków dwuwarstwowych. Jako masę bazową zaleca się stosować Zetaplus Soft.

Cechy:

- zwiększona płynność początkowa i twardość końcowa
- tiksotropia
- wysoka odporność na rozerwanie

Zalety:

- doskonały związek między sztywnością a sprężystością
- idealne proporcje pomiędzy czasem pracy a czasem wiązania w jamie ustnej
- wysoka płynność i dokładność materiałów II warstwy
- uniwersalny katalizator do masy bazowej i korekcyjnej typu C

Opakowanie: 140ml