

Link do produktu: <https://higienadent.com/zhermack-stodent-ii-gips-modelowy-typu-2-5kg-p-2834.html>

ZHERMACK Stodent II - gips modelowy typu 2 5kg



Cena	35,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Zhermack

Opis produktu

Stodent II to gips modelowy typu 2, stosowany do prac pomocniczych - do wypełniania puszek podczas wykonywania protez ruchomych z tworzyw akrylowych polimeryzujących na gorąco oraz do innych prac pomocniczych, takich jak puszkowanie czy oprawianie w artykulatorze.

Właściwości:

- łatwość mieszania z wodą,
- łatwość uwalniania gotowej protezy z puszek,
- bardzo dobra płynność.

Cechy:

- kolor biały - łatwa identyfikacja detali podczas pracy,
- niski stopień rozszerzalności liniowej,
- płynność - optymalna, zapewniająca dokładne odwzorowanie szczegółów,
- łatwość mieszania i obróbki - gips charakteryzuje się prostym procesem mieszania oraz łatwością w obróbce, co przyspiesza i ułatwia pracę technika dentystycznego.

Dane techniczne:

- proporcje mieszania: 50 ml wody na 100 g proszku
- czas mieszania (mieszanie ręczne): 90 sekund
- czas mieszania (mieszalnik próżniowy): 30 sekund
- czas wiązania (w temp 23°): 14-18 minut
- odporność na ściskanie (ISO 6873): min. 10 MPa (> 9 MPa)
- rozszerzalność liniowa (maks. %) (ISO 6873): maks. 0,15 %

Opakowanie: 5kg