

Link do produktu: <https://higienadent.com/zhermack-villacryl-stc-tworzywo-akrylowe-polimeryzowane-na-zimno-p-2835.html>



ZHERMACK Villacryl STC - tworzywo akrylowe polimeryzowane na zimno

Cena	139,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	A
Producent	Zhermack

Opis produktu

Villacryl STC - tworzywo akrylowe polimeryzowane na zimno. Materiał przeznaczony do wykonywania tymczasowych koron i mostów w ustach pacjenta.

Trzy odcienie barwne są zbliżone do podstawowych kolorów zębów naturalnych oraz kolornika VITA i umożliwiają szybkie dobranie odpowiedniej barwy korony.

Zalety:

- łatwość użycia w gabinecie stomatologicznym,
- estetyczne odcienie barwne,
- niska temperatura samopolimeryzacji,
- krótki czas samopolimeryzacji,
- dobrze tolerowany przez pacjentów
- nie zawiera metali ciężkich,
- obojętny biologicznie.

Cechy:

- kolory zbliżone do VITA A-1, A-3, A-4
- maksymalna temperatura polimeryzacji w ustach pacjenta tylko 37°C

Opakowanie:

- proszek 3x20g,
- płyn 40ml,
- utwardzacz 40g.