

Link do produktu: <https://higienadent.com/zhermack-zeta-7-spray-do-dezynfekcji-wyciskow-750ml-p-2290.html>

Zhermack Zeta 7 spray do dezynfekcji wycisków 750ml

Cena	47,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	C810050
Producent	Zhermack

Opis produktu

Zhermack Zeta 7 spray to gotowy do użycia spray do dezynfekcji, umożliwia szybką i łatwą dezynfekcję.

Właściwości:

- Szerokie spektrum działania zgodne z najnowszymi normami europejskimi w zakresie dezynfekcji
- Kompatybilność z wszystkimi materiałami do wycisków (silikon addycyjny i kondensacyjny, alginian, polieter, polisiarczek oraz polieter winylu)

Zalety:

- Skuteczność: wysoki ochrona profesjonalistów w gabinecie dentystycznym i pracowni techniczno-dentystycznej
- Doskonała wydajność: zachowuje stabilność wymiarów podczas pobierania wycisków i ich zgodność z modelami gipsowymi, poprawia dokładność reprodukcji modeli gipsowych

Produkt	Typ produktu	Substancje aktywne	Rozcieńczenie	Czas działania	Cechy charakterystyczne	Spektrum działania
Zeta 7 Spray	Środek dezynfekujący	Alkohole	Gotowy do użycia	3 minut	Poprawia gładkość gipsu na powierzchniach wycisku i ogranicza powstawanie pęcherzyków	Bakteriobójczy: EN 13727 (S. aureus, P. aeruginosa, E. hirae) Drożdżobójczy: EN 13624 (C. albicans) Prątkobójczy: EN 14348, EN 14563 (M. terrae) Wirusobójczy: EN 14476 (poliowirusach, adenowirusach, norowirusach, parwowirusach włącznie z HIV, HBV, HCV) Badania przeprowadzone w warunkach brudnych.

Opakowanie: spray 750ml