

Link do produktu: <https://higienadent.com/zhermack-zetalabor-kondensacyjna-masa-silikonowa-900g-p-2433.html>



## Zhermack Zetalabor kondensacyjna masa silikonowa 900g

Cena	<b>70,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>8%000322</b>
Producent	<b>Zhermack</b>

### Opis produktu

**Zetalabor kondensacyjna masa silikonowa, przeznaczona dla pracowni techniczno-dentystycznych.** Zetalabor może być używany do różnych zastosowań wymagających szybkich procedur i niezbyt wysokich temperatur. Zetalabor jest zalecany do ochrony zębów przy puszkowaniu protez ruchomych, przedlewach do tworzenia masek dziąsłowych w technice pośredniej, przedlewach przy wykonywaniu protez akrylami samopolimeryzującymi i innych zastosowaniach.

Cechy produktu:

- duża twardość,
- wysokie właściwości mechaniczne,
- wysoka płynność początkowa,
- doskonałe odtwarzanie szczegółów,
- twardość końcowa 85 Shore`A.

Do użytku z katalizatorem [Indurent Gel](#).

Opakowanie: 900g